

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PENGUNAAN INDIKATOR TAPE AUTOCLAVE (BERKAS RIVIU)

No. Dokumen:

PEN / 2.1 / 001 / 2026

No. Revisi: 01

Tanggal Terbit:

2026-01-12

Status: **DRAFT**

Ditetapkan Oleh:

dr. Abdur Rohman, Sp.PD.M.EK.

Bidang Penunjang - Non Medik -

I. PENGERTIAN

Indikator

autoclave tape adalah pita perekat yang digunakan dalam autoclaving (pemasangan dibawah tekanan tinggi dengan uap untuk sterilisasi) untuk menunjukkan apakah suhu tertentu tercapai

II. TUJUAN

Sebagai

acuan penerapan langkah-langkah untuk memverifikasi apakah sterilan memberikan paparan secara merata keseluruhan pengemas dalam chamber mesin

III. KEBIJAKAN

Keputusan

Direktur RSUD dr. Soegiri Lamongan Nomor : 100.3.3.5/
195.7 /KEP/413.102.1/2026 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Central
Steril Supply Departement (CSSD)

IV. PROSEDUR

- Petugas menyiapkan instrumen yang akan dilakukan pengemasan, membungkus instrumen dengan menggunakan phouces atau kain linen
 - Petugas menempelkan indicator tape ke bagian luar pembungkus alat instrumen atau linen
 - Petugas melakukan proses sterilisasi sesuai prosedur
 - Kemasan atau pack dianggap sudah selesai proses sterilisasi apabila pada indicator tape terjadi perubahan warna, perubahan garis-garis cream menjadi hitam
- secara menyeluruh
- Petugas mendokumentasikan hasil sterilisasi

V. UNIT TERKAIT

Semua

unit di RSUD Dr. Soegiri Lamongan