

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PENGUJIAN BOWIE DICK TEST PADA MESIN STERILISASI AUTOCLAVE (BERKAS RIVIU)

No. Dokumen:
PEN / 2.1 / 002 / 2026
No. Revisi: 01

Tanggal Terbit:
2026-01-12
Status: DRAFT

Ditetapkan Oleh:
dr. Abdur Rohman, Sp.PD.M.EK.
Bidang Penunjang - Non Medik -

I. PENGERTIAN

Bowie dick adalah uji indicator kimia yang dikembangkan untuk memantau efektifitas penghilangan udara pada mesin sterilisasi uap

II. TUJUAN

Sebagai acuan penerapan Langkah-langkah untuk mengetahui efektifitas pompa vakum pada mesin sterilisasi

III. KEBIJAKAN

Keputusan
Direktur RSUD dr. Soegiri Lamongan Nomor : 100.3.3.5/
195.7 /KEP/413.102.1/2026 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Central
Steril Supply Departement (CSSD)

IV. PROSEDUR

- Petugas mencuci tangan dan memakai APD
- Petugas menjalankan mesin autoclave
- Petugas meletakkan bowie dick pada tray chamber 0, kemudian letakan tepat ditengah filter mesin sterilisasi
- Petugas memilih program khusus bowie dick test dengan suhu 134°C. tunggu sampai mesin selesai proses
- Petugas melakukan indentifikasi hasil pengujian bowie dick dengan melihat perubahan warna (garis hitam) kemudian dokumentasikan
- uji bowie dick dilakukan satu bulan sekali pada prevakum sebelum loading proses pertama

V. UNIT TERKAIT

Semua
unit di RSUD Dr. Soegiri Lamongan